

Finnpipette, 12-Kanal, F1, 5 - 50 μ l

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651169 | Thermo

1.121,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 50 μ l
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen