

Finnpipette, 12-Kanal, F1, 10 - 100 μ l

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651170 | Thermo

1.121,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 100 μ l
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen