

Alexa Fluor® 647 anti-Asialo-GM1

Rabbit Polyclonal IgG
Poly21460



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B146003 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 146003

137,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: Poly21460
Format: A647
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 647 anti-Asialo-GM1

Clone: Poly21460
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: Ganglioside, GM1, ganglio-N-tetraosylceramide
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse, Rat
Format: A647
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9369>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>