

Alexa Fluor® 647 anti-human CD200 (OX2)

Mouse IgG1, kappa
OX-104



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B329214 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 329214

296,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: OX-104
Format: A647
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD200 (OX2)

Clone: OX-104
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: OX-2, OX2
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9423>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>