

## Alexa Fluor® 647 anti-GATA3

Mouse IgG2b, kappa  
16E10A23



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B653810 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 653810

**296,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICFC  
**Clone:** 16E10A23  
**Format:** A647  
**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-GATA3

Clone: 16E10A23

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: GATA-binding factor 3, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse

Format: A647

App\_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9399>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>