

FlashBlot Transferpuffer, 50x

ausreichend für 25 - 50 Blots



250 ml

Artikel-Nr.: 541106 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-03090-D25

123,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: für schnellsten Proteintransfer (50X)

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Transferpuffer

Verpackung: 250 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com