


Rotationsmischer

inkl. Clips für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 556122 | Biozym

554,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

Kompakter Rotationsmischer inklusive Zubehör

- Lieferung inklusive Zubehör für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes
- Variable Drehzahl
- Kompakte Bauform
- Rutschfeste, justierbare Schraubfüße
- Leicht zu reinigendes Gehäuse

Technische Daten:

- **Spannung (V):** 100-240
- **Leistungsaufnahme (W):** 20
- **Bewegungsart:** Rotation
- **Rotationswinkel (°):** -
- **Drehzahlbereich:** 0-80
- **Timer-Funktion:** nein
- **Betrieb:** Dauerbetrieb
- **Anzeige Drehzahl:** Skala
- **Einstellung Drehzahl:** analog
- **Abmessungen (mm):** 530 x 150 x 190

- Schutzklasse: IP 21
- Gewicht (kg): 1,7