

## BeadBug 3 Homogenizer



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55D1030-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: D1030-E

**1.103,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

**Geschwindigkeit:** 2.800 bis 4.000 rpm  
**Maximale Kapazität:** 3 x 2.0 ml (non-skirted)  
**Timer:** 3 Sekunden - 3 Minuten  
**Temperaturbereich:** RT +4 °C bis +65 °C  
**Abmessungen (Länge x Tiefe x Höhe):** 17 x 21 x 13,5 cm  
**Gewicht:** 2,2 kg  
**Stromversorgung:** 115 oder 230 V, 50-60 Hz, 50 W  
**Garantie:** 2 Jahre

### Beschreibung

**Kapazität (Tubes):** 3  
**Kategorie:** Homogenisierer  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Schnell und effektiv

- Hoch effektive Lyse, Zerkleinerung und Homogenisierung
- Für bis zu 3 x 2 ml Schraubdeckel-Tubes
- Schüttelgeschwindigkeit: 2.800 - 4.000 rpm
- Timer: 3 Sekunden - 3 Minuten