

PlateFuge Microzentrifuge



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2000-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: C2000-E

590,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Kapazität: 96/384 Well Platte
max. RCF (x g): bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml): PCR/MT-Platte
Verpackung: 1 Stück

Für alle Standard-Mikrotiterplattenformate

- Zum schnellen Herunterzentrifugieren von PCR-Platten
- Neues Rotor-Design verhindert Probenverlust (PatentPending)
- Für alle verbreiteten PCR Platten-Formate

Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** 2.550 rpm / 600 x g
- **Kapazität:** 2 x 2 PCR Platten, 2x Microtiterplatten, 24 x 0,2 ml 8er-PCR Strips
- **Stoppzeit:** 7 Sekunden
- **Abmessungen (Länge x Tiefe x Höhe):** 23 x 26 x 19,7 cm
- **Gewicht:** 4,1 kg
- **Stromversorgung:** 115 oder 230V, 50-60 Hz, 250W