

## Vornado Mini Vortexer, blau



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BV101-B-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BV101-B-E

**253,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** 2.800 rpm
- **Motoraktivierung:** Touch
- **Orbit:** 4 mm
- **Abmessung (Länge x Tiefe x Höhe):** 9,4 x 9,9 x 6,6 cm
- **Gewicht:** 0,4 kg
- **Stromversorgung:** 100 – 240 V, 50-60 Hz, 150 W

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Drehzahl regelbar:** nein  
**Farbe:** blau  
**Kategorie:** Vortexer  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Wechselbarer Aufsatz:** nein

- Kraftvolles Vortexen, für Tubes bis zu 50 ml
- Insta-Touch™ druckaktivierter Betrieb
- 2.800 rpm (4 mm Orbit)
- „Mini-Größe“, weniger als 10 cm breit
- Zusätzliche Kappen in 5 Farben verfügbar

Leistungsstark ist das beste Wort, um diesen Mini-Vortexer zu beschreiben. Mit einem 4-mm-Orbit und einer festen Drehzahl von 2800 U/min verwirbelt der Vornado sofort selbst die größten Proben, einschließlich fast voller 50-ml-Röhrchen. Trotz seines leistungsstarken Motors hat der Vornado eine Stellfläche von weniger als 10 x 10 cm, sodass er selbst auf die überfüllte Bank passt.

Insta-Touch™-Bedienung bedeutet, dass der Motor durch leichten Druck auf den mittleren Becherkopf automatisch aktiviert wird. Der Betrieb ist gleichmäßig, leise und effizient. Wenn der Druck weggenommen wird, hört der Betrieb sofort auf.

Das einzigartige Kopfdesign des Vornado verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gehäuse und verlängert damit die Motorlebensdauer.

Es sind weitere Farben über zusätzliche Kappen in grün, lila, rot und grau erhältlich.