

APC/Cyanine7 anti-human CD3

Mouse IgG2a, kappa
OKT3



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B317341 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 317341

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: OKT3
Format: APC_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC/Cyanine7 anti-human CD3

Clone: OKT3
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: T3, CD3epsilon
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC_CYANINE7
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9626>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>