

ToxiLight 100% Lysis Control Set

für 200 Tests



Lanza

10 ml

Artikel-Nr.: 883000 | Lanza | Hersteller-Nr.: LT07-517

149,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Cytotoxizität

Produkttyp: Kontrollreagenz

Verpackung: 10 ml

Das ToxiLight™ 100% Lysis Control Set ist für die Verwendung mit ToxiLight™ Non-destructive Cytotoxicity Assay bestimmt und liefert dem Benutzer eine 100% Lyse oder Adenylatkinase Kontrolle.

Es enthält das 100% Lysis Reagent (10 ml) und Tris-Acetate Buffer (50 ml, nötig für die Volumenkorrektur der Proben-Well) und ist ausreichend für 200 Tests im 96 Well Format.