


## PCR TW 12-Tube Strip, 0.2 ml, frosted

Extra Robust, High Profile  
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Beutel à 80 Strips  
Artikel-Nr.: 712183 | Biozym

**91,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** frosted  
**Kategorie:** 12er-Streifen  
**Produktlinie:** Premium Line  
**Profil:** High Profile  
**Verpackung:** Beutel à 80 Strips  
**Volumen:** 0.2 ml