

E1-ClipTip, 1-Kanal, 10-300 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Orange

CE IVD zertifiziert



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665002 | Thermo

916,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: E1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 300 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen