

E1- ClipTip Equalizer 8-Kanal 15-1250 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Türkis
CE IVD zertifiziert



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 665039 | Thermo

1.960,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: E1-ClipTip Equalizer
Pipettenvolumen: bis 1250 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen