

Gas Permeable Clear Heat Seal

125 mm x 78 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -80°C bis +80°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600141 | Biozym

96,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +80°C
Art der Folie: transparent
Folienformat: Blätter
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: peelable
Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Optisch klarer Film mit 3 mm Einschnitten zum Gasaustausch

Passend für 4itude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und COC-Platten
- Charakteristik: peelbar, gute optische Klarheit, etwas Lösungsmittel beständig
- Applikationen: qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion
- Pierce Qualität: nicht empfohlen
- Sealing Einstellungen: 3.0 bis 4.0 Sek. bei „SALLY“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)