

SB-12 Shaking Water Bath

incl. universal spring platform (tubes, bottles)



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55SB0012-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: SB0012-E

3.942,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 °C bis 80 °C
- **Schrittweite:** 0,1 °C
- **Temperaturuniformität:** +/- 0,2 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0,3 °C (bei 37 °C)
- **Geschwindigkeit:** 30 bis 200 rpm
- **Schrittweite Geschwindigkeit:** 1 rpm
- **Orbit:** 25 mm
- **Außenabmessung:** 32 x 34 x 30 cm
- **Kapazität:** 12 Liter
- **Timer:** 1 Min. bis 48 Std. oder kontinuierlich
- **Gewicht:** 14 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 300 W

Beschreibung

Mixing/Shaking: ja
Verpackung: 1 Stück
Wasserbadkapazität: 12 l

Kompaktes Schüttel-Wasserbad für Röhren, Flaschen und Kolben

- Orbitale Schüttelbewegung
- Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit Kompaktes Design, spart Platz auf dem Tisch

Kapazität

- 40 x 0,5 ml Tubes
- 40 x 1,5 und 2,0 ml Tubes
- 63 x 15 ml Tubes
- 15 / 30 x 50 ml Tubes, 12 x 50 ml Flaschen
- 8 x 125 ml Flaschen
- 4 x 250 ml Flaschen
- 2 x 500 ml* Flaschen
- 1 x 1000 ml* Flaschen

*) Je nach Flaschenhöhe lässt sich der Deckel ggf. nicht mehr schließen