

MyBath 8L Digital Water Bath



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55B2000-8-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B2000-8-E

1.316,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 °C bis 100°C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0.5 °C bei 37 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 0.2 °C bei 37 °C
- **Außenmaß:** 44.45 x 26.7 x 31.5 cm
- **Kammer:** 32.5 x 26.4 x 15 cm
- **Gewicht:** 7.7 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück
Volumen: 8 l
Wasserbadkapazität: 8 l

Die Vorteile:

- Einfach zu bedienendes digitales Steuerelement, Temperatur in Schritten von 0.1 °C einstellbar (Anzeige auf großem, dreistelligem Display)
- Proprietäre Quik-CAL™-Funktion ermöglicht eine einfache Kalibrierung im Labor
- Hocheffiziente Isolierung sorgt für Temperaturstabilität und Gleichmäßigkeit im Bad, während das Gehäuse kühl bleibt
- Nahtlose Edelstahlkammern für einfache Reinigung und lange Lebensdauer.

- 8L- und 12L-Geräte verfügen über Abflüsse für problemlosen Wasserwechsel
- Racks für die Aufnahme von 1.5 / 2.0 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen in die 4L, 8L und 12L Bäder sind erhältlich

Rack Kapazitäten / Anzahl passender Racks

2 x Tube Rack für 40 x 0.5 ml Tubes

2 x Tube Rack für 40 x 1.5 / 2.0 ml Tubes

1 x Tube Rack für 76 x 15 ml Tubes

1 x Tube Rack für 30 x 50 ml Tubes