

MyBath 4L Digital Water Bath

inkl. Tube Racks for 1.5/2.0, 15 and 50 ml Tubes



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B2000-4-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B2000-4-E

1.195,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 °C bis 100 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0.2 °C bei 37 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 0.2 °C bei 37 °C
- **Außenmaß:** 19.6 x 35.3 x 22.9 cm
- **Kammer:** 13,5 x 23.89 x 14 cm
- **Gewicht:** 6.85 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Volumen: 4 L

Wasserbadkapazität: 4 L

Die Vorteile:

- Einfach zu bedienendes digitales Steuerelement, Temperatur in Schritten von 0.1 °C einstellbar (Anzeige auf großem, dreistelligem Display)
- Proprietäre Quik-CAL™-Funktion ermöglicht eine einfache Kalibrierung im Labor
- Hocheffiziente Isolierung sorgt für Temperaturstabilität und Gleichmäßigkeit im Bad, während das Gehäuse kühl bleibt

- Nahtlose Edelstahlkammern für einfache Reinigung und lange Lebensdauer.
- 8L- und 12L-Geräte verfügen über Abflüsse für problemlosen Wasserwechsel
- Racks für die Aufnahme von 1.5 / 2.0 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen in die 4L, 8L und 12L Bäder sind erhältlich

Inklusiv:

- Tube Rack für 40 x 1.5 / 2.0 ml Tubes
- Tube Rack für 41 x 15 ml Tubes
- Tube Rack für 15 x 50 ml Tubes

Außerdem Verfügbar:

- Tube Rack für 40 x 0.5 ml Tubes