

Mini BlotBoy 3D Rocker, fixed speed, small

10"x7"+D26.5" platform with flat mat



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B3D1008-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: B3D1008-E

546,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten Mini Blot Boy (Art. Nr.: 55B3D1008-E):

- **Geschwindigkeit:** Fix, 10 rpm
- **Neigungswinkel:** Fix , +/- 8°
- **Abmessungen Plattform Mini BlotBoy:** 27 x 19 cm
- **Kapazität:** 1.8 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen Mini BlotBoy:** 27 x 19 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7.6 cm
- **Gewicht:** 2 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W

Technische Daten Blot Boy (Art. Nr.: 55B3D1308-E):

- **Geschwindigkeit:** Fix, 10 rpm
- **Neigungswinkel:** Fix , +/- 8°
- **Abmessungen Plattform BlotBoy:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 1.8 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen BlotBoy:** 30 x 30 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7.6 cm
- **Gewicht:** 2 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting

Bewegung: 3D

Drehzahl: 30 rpm

Größe: mini

Verpackung: 1 Stück

- Optimierte Geschwindigkeit und Neigung für Gel-Blotting, Waschen und Färben
- Dreirichtungsbewegung für gründliches, sanftes Mischen
- Optionale Stapelplattformen erhältlich
- Für Kühlraum und Inkubator