

Mini BioMixer 3D Nutating Shaker, fixed speed

10"x7.5" platform, dimpled mat



Benchmark Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B3D1020-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B3D1020-E

531,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Tubes
Bewegung: 3D
Drehzahl: 30 rpm
Größe: mini
Verpackung: 1 Stück

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Fix, 20 rpm
- **Neigungswinkel:** Fix, +/- 20°
- **Abmessungen Plattform Mini BioMixer:** 27 x 19 cm
- **Abmessungen Plattform BioMixer:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 1,8 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen Mini Bio Mixer:** 27 x 19 x 20 cm
- **Abmessungen BioMixer:** 30 x 30 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 2 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W