

## BenchRocker 3D Nutating Shaker, variable speed

12"x12" platform with 2 mats



**Benchmark** Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B3D2300-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B3D2300-E

**1.236,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Applikation:</b>	Kühlraum, Tubes
<b>Bewegung:</b>	3D
<b>CO2 geeignet:</b>	nein
<b>Drehzahl:</b>	über 30 rpm
<b>Variable Drehzahl:</b>	ja
<b>Variabler Neigungswinkel:</b>	ja
<b>Verpackung:</b>	1 Stück

### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 2 bis 30 rpm
- **Neigungswinkel:** Variabel, 0 bis +/- 30°
- **Abmessungen Plattform:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 2,3 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 30 x 30 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3,4 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W