


## BenchBlotter Platform Rocker, fixed speed

12" x 12" with flat mat



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BR1000-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BR1000-E

**630,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Applikation:** Gelfärben und Blotting

**Bewegung:** 2D

**Verpackung:** 1 Stück

#### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Fix, 10 rpm
- **Neigungswinkel:** Fix, +/- 8°
- **Abmessung Plattform:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 2,3 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 34 x 30 x 12 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W