

Everlast Rocker with flat mat



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BR5000-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: BR5000-E

1.455,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 3 bis 80 rpm
- **Neigungswinkel:** Variabel, 0 bis +/- 20°
- **Abmessungen Plattform:** 40,5 x 30 cm
- **Kapazität:** 7,5 kg
- **Temperatur:** 0 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 40,5 x 33 x 15,25 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 9 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W
- **Garantie:** 5 Jahre

Beschreibung

Applikation:	Gelfärben und Blotting, Kühlraum
Bewegung:	2D
Drehzahl:	über 30 rpm
Variable Drehzahl:	ja
Variabler Neigungswinkel:	ja
Verpackung:	1 Stück

- 5 Jahre Garantie

- Extra große 16 x 12 Zoll Arbeitsfläche
- Plattform aus Edelstahl
- Dual-Plattform-Zubehör verdoppelt die Arbeitsfläche
- Kühlraum- und Inkubatorsafe

Der starke Motor und das Heavy-Duty-Antriebssystem bleiben zuverlässig und konsistent, auch bei Dauereinsatz in einem Kühlraum (min. 0°C) oder Inkubator (max. 65°C). Die Wippgeschwindigkeit und der Neigungswinkel können einfach eingestellt werden zwischen sanfter und starker Bewegung zu variieren. Beide die Standardplattform und die (optionale) Stapelung Plattform sind aus Edelstahl gefertigt und verhindern gegen Rost oder Korrosion. Der Everlast 247 ist entwickelt, um jahrelang ununterbrochenen Dienst zu leisten.