


Block, 40 x 0.2 ml tubes

or 5 PCR strips of 8 tubes each



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BSH100-02 | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSH100-02

123,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Blockformat: 0.2 ml, 8er Streifen

Kategorie: Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Zubehör von: MyBlock Mini und HL Mini