

## Block, 6 x 5 ml centrifuge tubes (17 mm diameter)



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück  
Artikel-Nr.: 55BSH100-5MT | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSH100-5MT

**156,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 5 ml  
**Kategorie:** Zubehör  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Zubehör von:** MyBlock Mini