

MyBlock HL Mini Dry Bath with heated lid



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55BSH200-HL-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSH200-HL-E

570,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 °C bis 100 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0,3 °C
- **Temperaturschritte:** 0,1 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 0,2 °C
- **Abmessungen:** 10,5 x 15 x 11,5 cm
- **Blockabmessung:** 4,7 x 7,1 x 3,2 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz, 240 W

Beschreibung

Eigenschaften: Heizdeckel, Wechselblock

Kapazität: Tubes

Kategorie: Heizblock

Verpackung: 1 Stück

myBlock™ HL Mini-Trockenbad mit beheiztem Deckel

- Beheizter Deckel verhindert Verdunstung und Kondensation
- Kompakt, passt in die Handfläche
- Unabhängige Temperaturregelung von Deckel und Block

- Wechselblöcke für 0,2 bis 1,5 ml Röhrchen
- Raumtemperatur auf 37°C in nur 2 Minuten
- Blöcke separat erhältlich