

isoBlock - digital dry bath

with two independently controlled chambers
without blocks



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55BSH6000-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSH6000-E

1.027,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT +5 °C bis 105 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0,25 °C
- **Temperaturschritte:** 0,1 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 0,2 °C
- **Timer:** 1 min bis 99 h & 59 min
- **Abmessungen:** 16 x 37 x 12,7 cm
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 240 W
- **Garantie:** 2 Jahre

Beschreibung

Eigenschaften: Wechselblock

Kapazität: Tubes

Kategorie: Heizblock

Verpackung: 1 Stück

IsoBlock™ Digitales Trockenbad, ohne Blöcke

- Zwei isolierte Kammern (unabhängige Steuerung von Zeit und Temperatur)
- Digitale Temperaturregelung (einstellen und weggehen) Scharnierdeckel (verbessert die Gleichmäßigkeit und spart Energie)

- Erhältlich mit Quick-Flip-Universalblöcken (unterstützt alle gängigen Röhrchengrößen und PCR-Streifen) Zum Patent angemeldet
- Blöcke separat erhältlich