

## Block, 12 x 5.0 ml centrifuge tubes (17 mm diameter)



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BSW5MT | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSW5MT

**163,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 5 ml

**Kategorie:** Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

**Zubehör von:** myBlock I / II und IsoBlock