


Quick-Flip Block, 24 x 1.5 ml tubes

or 32 x 0.2 ml and 14 x 0.5 ml tubes



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BSWCMB | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSWCMB

218,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Blockformat: 1.5 ml

Kategorie: Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Zubehör von: myBlock I / II und IsoBlock