

## Block, PCR plate 96 x 0.2 ml

skirted or non-skirted  
for 2- or 4-block dry bath only



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BSWPCR2 | Benchmark | Hersteller-Nr.: BSWPCR2

**354,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 0.2 ml, 8er Streifen, 96 Well

**Kategorie:** Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

**Zubehör von:** myBlock II