

## Orbi-Blotter

with non slip rubber mat platform (14 x 12")



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BT30-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: BT30-E

**1.119,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 3 bis 70 rpm
- **Bewegung / Orbit:** Orbital / 19 mm
- **Kapazität:** 3 x 2 Liter oder 4 kg
- **Abmessungen Plattform:** 35 x 30 cm
- **Betriebstemperaturbereich:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 35,5 x 30,5 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3,4 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W

## Beschreibung

**Applikation:** Gelfärben und Blotting, Kühlraum  
**Bewegung:** Orbital  
**Drehzahl:** über 30 rpm  
**Magic Clamp:** ja  
**Variable Drehzahl:** ja  
**Verpackung:** 1 Stück

**Sanfte Orbitalbewegung für Gelanwendungen**

**Für Gebrauch im Inkubator und Kühlraum geeignet**

