

BenchMixer Vortexer



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55BV1000-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: BV1000-E

327,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- Geschwindigkeit: 200 - 3200 rpm
- Operationsmodi: Touch oder kontinuierlich
- Orbit: 3 mm
- Betriebstemperaturbereich: +4 bis +45 °C
- Abmessungen (B x T x H): 13 x 16 x 17 cm
- Gewicht: 3.8 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 180 W

Beschreibung

Drehzahl regelbar:	ja
Farbe:	weiß
Kategorie:	Vortexer
QuEChERS:	nein
Verpackung:	1 Stück
Wechselbarer Aufsatz:	Wechselbar

Kompakter Vortexer

Der BenchMixer™ setzt den neuen Standard im Wirbelmischen. Mit der fortschrittlichen Q-Drive™-Technologie bietet der BenchMixer ein reibungsloses sofortiges Vortexen selbst der größten Probengrößen, einschließlich voller 50-ml-Röhrchen. Das einzigartige Gegengewichtssystem erzeugt eine maximale Wirbelwirkung und minimiert gleichzeitig Geräusche und übermäßige Vibrationen. Dies führt zu einem leiseren, effizienteren und langlebigeren Betrieb. Weitere Merkmale sind: „No-Walk“-Saugfüße, Kompatibilität mit Kühlräumen/Inkubatoren und auslaufsichere elektronische Steuerungen. Eine Plattenplattform ist im Lieferumfang enthalten und sichert sowohl Standard- als auch Deep-Well-Platten

