

MyFuge Mini Centrifuge, clear lid

with 2 rotors



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C1008-C-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: C1008-C-E

179,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Drehzahl** 6000 U/min / 2000 xg
- **Kapazität:** 8 x 1,5/2,0 ml 32 x 0,2 ml 4 x PCR-Streifen
- **Abmessungen:** 14,5 x 17,8 x 11,4 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** Universalspannung 100 bis 240V; 50-60Hz; 20W
- **Garantie** 2 Jahre

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Farbe: farblos
Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)
max. RCF (x g): bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8
Verpackung: 1 Stück

- **Drehzahl** 6000 U/min / 2000 xg
- **Kapazität:** 8 x 1,5/2,0 ml 32 x 0,2 ml 4 x PCR-Streifen
- **Abmessungen:** 14,5 x 17,8 x 11,4 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** Universalspannung 100 bis 240V; 50-60Hz; 20W
- **Garantie** 2 Jahre