

MyFuge Mini Centrifuge, purple lid

with 2 rotors



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C1008-P-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: C1008-P-E

179,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Drehzahl** 6000 U/min / 2000 xg
- **Kapazität:** 8 x 1,5/2,0 ml 32 x 0,2 ml 4 x PCR-Streifen
- **Abmessungen:** 14,5 x 17,8 x 11,4 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** Universalspannung 100 bis 240V; 50-60Hz; 20W
- **Garantie** 2 Jahre

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Farbe:	lila
Kapazität:	0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)
max. RCF (x g):	bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml):	0 bis 8
Verpackung:	1 Stück

Handliche und platzsparende Tisch-Zentrifuge für Reaktionsgefäße und PCR-Streifen

Mit Click-n-Lok Rotor

Die myFuge™ Mini-Zentrifuge ist eine kleine und handliche Zentrifuge. Sie ist ideal für schnelle Spin-Downs von Mikroröhrchen und PCR-Röhrchen und extrem einfach zu bedienen. Schließen Sie einfach den Deckel. Der Rotor erreicht sofort 6.000 U / min. Nach dem Öffnen des Deckels kommt der Rotor innerhalb von einer Sekunde zum Stillstand.

Die myFuge wird ausgeliefert mit

- einem Micro-Tube Rotor (für 8x 1.5/2.0 ml Tubes)
- einem PCR Rotor (für 4 x 0,2 ml PCR-Streifen / 32 x 0,2 ml Röhrchen)
- acht 0.5 ml Adapter

Aufbewahrung von Adaptern und Rotor im Zentrifugenboden