

## D1000 Homogenizer

includes 5 mm and 7 mm generators  
(ideal for microtubes)



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55D1000-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: D1000-E

**1.454,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Kategorie:** Homogenisierer

**Verpackung:** 1 Stück

### Technische Daten:

- Geschwindigkeit: 8.000 - 30.000 rpm
- Kapazität: 0,1 - 250 ml
- Geräuschlevel: <70 db
- Temperatur: RT +4 °C bis +65 °C
- Abmessung 4,5 x 5,8 x 22,5 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50-60 Hz, 130 W