

Reversible Combs, 22/12 teeth

for 55E1101-CS1 Casting Stand



SCIENCE IS OUR BUSINESS

2 Stück
Artikel-Nr.: 55E1101-COMB1 | Benchmark | Hersteller-Nr.: E1101-COMB1

10,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anzahl Zähne: 12 und 22

Eigenschaften: Doppel-Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myGel Mini System

Produkttyp: myGel Mini Zubehör

Verpackung: 2 Stück