


Gel Casting Stand for 10.5 x 6 cm gels

includes 2 trays, and 2 combs (22/12 teeth)



Benchmark Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55E1101-CS1 | Benchmark | Hersteller-Nr.: E1101-CS1

55,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Gießschale mit Gelträger und Lkämmen

Format: 110 x 60 mm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myGel Mini System

Produkttyp: myGel Mini Zubehör

Verpackung: 1 Stück