


Gel Casting Stand for 5 x 6 cm gels

includes 4 trays, and 2 combs (18/10 teeth)



Benchmark Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55E1101-CS2 | Benchmark | Hersteller-Nr.: E1101-CS2

87,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Gießschale mit Gelträger und Lkämmen

Format: 54 x 60 mm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myGel Mini System

Produkttyp: myGel Mini Zubehör

Verpackung: 1 Stück