

# myGel Mini Electrophoresis System

(includes transformer)



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55E1101-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: E1101-E

**734,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Eigenschaften:** Gelkammer mit integriertem Spannungsgeber und Zubehör

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** myGel Mini System

**Produkttyp:** Mini-Gelelektrophorese System mit integrierter Spannungsversorgung

**Verpackung:** 1 Stück