

MyTemp Mini Digital Incubator

with heating and cooling



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55H2200-HC-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: H2200-HC-E

996,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

"Personal Incubator" mit digitaler Temperatur-Regelung

- Passt in die meisten Clean Benches – 20 l Kapazität
- Zwei Modelle: "Heat only" (H) und "Heat and Cool" (HC)

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:**
 - HC-Variante: RT minus 15 °C bis 60 °C
 - H-Variante: RT plus 5 °C bis 60 °C
- **Temperaturgenauigkeit** +/- 0,5 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturschritte:** 1 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 1,5 °C (bei 37 °C)
- **Kapazität:** 20 Liter
- **Innenabmessungen:** 26 x 23,5 x 33 cm
- **Außenabmessungen:** 33,5 x 37 x 48 cm
- **Gewicht:** 6,5 kg
- **Stromversorgung:** 100 - 240 V, 50-60 Hz