


## Block, 96 x 0.2 ml or one PCR Plate



**Benchmark** Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H5000-02 | Benchmark | Hersteller-Nr.: H5000-02

**455,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 0.2 ml, 8er Streifen, 96 Well

**Kategorie:** Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

**Zubehör von:** MultiTherm Shaker