

## Block, multipurpose for liquids, beads

Chamber dimensions: 4 x 2.6 x 1"



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55H5000-WB | Benchmark | Hersteller-Nr.: H5000-WB

**539,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 0.2 -50 ml

**Kategorie:** Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

**Zubehör von:** MultiTherm Shaker