


TubeRoller with 5 rollers



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55R3005-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: R3005-E

1.185,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anzahl der Rollen: 5

Verpackung: 1 Stück

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 2 bis 80 rpm
- **Bewegung:** Gleichzeitiges Rollen und Neigen (+5°)
- **Temperatur:** +4 °C bis +40 °C
- **Einzelrollenabmessung:** 3 x 32 cm
- **Für Gefäße:** 8 mm bis 200 mm Durchmesser
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W
- **Rollenzahl:** 5
- **Abmessung:** 45 x 18 x 9 cm
- **Gewicht:** 5 kg

Kapazität

12 x 75 mm Tubes: 12 Stück

16 x 100 mm Tubes: 8 Stück

16 x 125 mm Tubes: 8 Stück

15 ml Schraubdeckel-Gefäße: 8 Stück

50 ml Schraubdeckel-Gefäße: 8 Stück

850 cm² Roller Bottle: 1 Stück