

## Accuris Precision Balance, 1200 g



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück  
Artikel-Nr.: 55W3200-1200-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: W3200-120-E

**1.237,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Auflösung:** 0.01 g  
**Kalibrierung:** Extern  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Wägebereich:** bis 1200 g

**Laborwaage, Präzisionswaage**  
Model 55W3200-1200

### Die Daten:

- Messbereich: bis 1200 g
- Ablesegenauigkeit: 0.01 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: ja, Glas
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD