

Accuris Precision Balance, 120 g



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55W3200-120-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: W3200-120-E

1.255,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 1 mg
Kalibrierung: Extern
Verpackung: 1 Stück
Wägebereich: bis 120 g

Laborwaage, Präzisionswaage
Model 55W3200-120

Die Daten:

- Messbereich: bis 120 g
- Ablesegenauigkeit: 0.001 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: ja, Glas
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD
- Außenmaße: 20.5 x 35 x 9 cm