

Accuris Precision Balance, 3200 g



Benchmark
Scientific

Artikel-Nr.: 55W3200-3200-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: W3200-3200-E

1 Stück

1.345,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 0.01 g
Kalibrierung: Extern
Verpackung: 1 Stück
Wägebereich: bis 3200 g

Laborwaage, Präzisionswaage

Model 55W3200-3200

Die Daten:

- Messbereich: bis 3200 g
- Ablesegenauigkeit: 0.01 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: nein
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD