

Accuris Precision Balance, 5000 g



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55W3200-5K-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: W3200-5K-E

1.854,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Auflösung: 0.01 g
Kalibrierung: Extern
Verpackung: 1 Stück
Wägebereich: bis 5000 g

Laborwaage, Präzisionswaage
Model 55W3200-5K

Die Daten:

- Messbereich: bis 5000 g
- Ablesegenauigkeit: 0.01 g
- Waagschalengröße (Durchmesser): 11.5 mm
- Zugluftschutz: nein
- Wägeeinheiten: g, oz, ct
- Externe Kalibrierung
- Display LCD