

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, mit Längsstegen

freistehend, für Schraubverschlüsse
Vorteilspackung 10 x 500 Stück



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5000 Stück
Artikel-Nr.: 710706X | Biozym

233,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Form: freistehend
Kategorie: Probenröhrchen
Mit Längsstegen: ja
Verpackung: Packung à 5000 Stück
Volumen: 2.0 ml

Biozym Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen (nur sterile Probenröhrchen)
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln lieferbar (nicht für alle Probenröhrchen Varianten)
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung
- Passende Deckel separat erhältlich (sterile Probenröhrchen werden mit aufgesetzten Deckel geliefert).

Alternative zu Art.-Nr.: 710025