

## Schraubverschlüsse, weiß

mit Dichtring  
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück  
Artikel-Nr.: 710717X | Biozym

**341,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** mit Dichtring

**Farbe:** weiß

**Kategorie:** Schraubverschlüsse

**Verpackung:** 10 Beutel à 500 Stück, 10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Ohne Befestigungsschlaufe

Die Probenröhrchen und passenden Schraubverschlüsse im Überblick finden Sie in der PDF Datei im Reiter Download

Alle Deckel sind zertifiziert DNA-, DNase- und RNasefrei

Alternative zu Art.-Nr.: 710030